


Antimikrobiell tech

För vårt sortiment av antimikrobiella tech-produkter används Biomaster-teknologi från Addmaster för att skapa ett antimikrobiellt skydd för våra produkter och som hämmar tillväxten av bakterier med 99,9% under produktens livslängd. Baserat på silverjonteknologi, är Biomaster en av världens mest erkända antimikrobiella tillsatser. Det är säkert, effektivt och ger ett mervärde i en mer hygienmedveten värld.




Permanent antimikrobiellt produktskydd med Biomaster

Hur fungerar Biomaster?



Verifiering

Verimaster är den pålitliga lösningen för dina krav på produktverifiering



Vanliga frågor om Biomaster

Hur effektivt är Biomaster?

Väldigt effektivt. Biomaster har visat att tillväxten av bakterier bromsas med upp till 9,9%.

Är Biomaster säkert?

Ja. Biomaster är baserat på silverjonteknologi, som har erkänts i århundranden utan skadliga effekter. Biomaster tillämpas hos produkter för medicinsk användning, mat och vatten.

Vad är skillnaden mellan antimikrobiell och antibakteriell?

Ett antimikrobiellt medel hämmar tillväxten av, eller förstör skadliga mikroorganismer som bakterier, svamp och mögel. Ett antibakteriellt medel hämmar specifikt tillväxten av bakterier.

Har Biomaster blivit testat?

Ja, upprepade gånger. Biomaster testas enligt ISO standard. Kvalitetskontroller miljöundersökningar sker fortlöpande.

Hur länge är Biomaster effektivt?

Biomaster är effektivt under produktens livscykel. Det är inbyggt och slits inte ut eller läcker ut.

Har Biomaster på något sätt en negativ påverkan på produkten?

Nej. Du kan inte se, lukta eller känna smaken av Biomaster.

Är Biomaster effektivt mot antibiotikaresistenta bakterier?

Ja. Biomaster har visat sig ha påverkan på antibiotikaresistenta bakterier som resistent *Staphylococcus aureus* (MRSA) och Vancomycin-resistent *Enterococcus* (VRE).



Onsynligt för blotta ögat och med samma livslängd som produkten. Verimaster spårningsteknologi försäkrar att produkten behandlats med Biomaster och lever upp till alla ISO-krav. Alla våra produkter har Verimaster spårning och kontrolleras efter produktionen.

P302.303

XDCOLLECTION

6-i-1 antimikrobiell kabel

Max strömstyrka: 5V/2.1A Input-typ: USB & Type-C •
Outputtyp: Type-C & Micro USB & Lightning • Kabel:
16cm • Synkroniseringsfunktion: -



P329.033

XDCOLLECTION

3W antimikrobiell trådlös högtalare

Högtalareffekt: 3W • Batteri: 300mAh • Mikrofon: - •
Svarsfunktion: - • AUX-port: - • AUX-kabel: - • Räckvidd:
10M • Laddningstid: 1.5H • Speltid: 2H • BT-version: 5.0 •
Frekvens: 120kHz/16Hz • Högtalardrivrutin: 40mm •
SNförhållande: 70dB

P322.233

XDCOLLECTION

5.000 mAh antimikrobiell powerbank

Batteriindikator: ✓ • Batteri: 5.000 mAh • Input(s): Micro
USB • Power input(s): 5V/2A • Output-typ(er): USB A •
Power output(s): 5V/2A & 5V/2A



Vid försäljning av biocider är det obligatoriskt att produkten och/eller förpackningen är märkt enligt EU-regler för biocider. Loggan nedan finns med på produkten och/eller förpackningen och täcker alla obligatoriska krav på märkning av biocider.

Article 58.3a

“en förklaring att den behandlade produkten innehåller en biocidprodukt” märkningen fastställer att produkten är *“behandlad med Biomaster”*

Article 58.3b

“alla påståenden om de biocida egenskaperna av den behandlade artikeln måste vara underbyggda” märkningen fastställer *“testad enligt ISO 22196:2011”* vilket täcker påståenden om effektivitet mot MRSA, Staph. aureus och E.coli

Article 58.3c

“namnen på alla aktiva substanser som ingår i den biocida produkten” märkningen fastställer *“silverbiocid”*

Article 58.3d

“namnen på alla nanomaterial som ingår i den biocida produkten” Detta är ej nödvändigt då det inte ingår några nanomaterial i Biomaster

Article 58.3e

“alla relevanta bruksanvisningar, inklusive försiktighetsåtgärder som måste beaktas på grund av de biocidprodukter som artikeln behandlats med eller innehåller”